

导管固定贴

型号	临床应用范围	装箱信息
PC22-M-D	通用导管固定	1片/包 50包/盒 10盒/箱
PC22-MW-D	固定区域面积大	
PC22-ME-D	固定硬膜外导管	
PC22-MPC-PURE-D	固定各种CVC导管、血透导管 ARROW PICC导管	
PC22-MPC-BARD-D	固定“巴德”76型、75型PICC导管	
PC22-MPC-BR45-D	固定“贝朗”PICC导管 (无固定翼)	
PC22-MPC-BR70-D	固定“贝朗”PICC导管 (带固定翼)	
PC22-MPC-BDAR-D	固定“BD/ARGON”PICC导管	
PC22-MPC-HEAL-D	固定“昊朗/ANGIO DYNAMICS”PICC导管	
PC22-MPC-MEDC-D	固定“MEDCOMP”PICC导管	
PC22-MPC-COOK-D	固定“库克/波士顿”PICC导管	
PC22-L-D	长16.5cm, 使用导管直径6.0至13.0mm	
PC22-LF-D	固定大型导尿管或双腔引流管	
PF30-FM	透气胶贴	

安全 简便 牢固
选择多样



关于全安医疗

全安医疗, 专注于一次性无菌医疗器械耗材的研发、生产和销售。结合专业设计研发团队, 持续有效的管理体系和品质保障的制造工艺, 产品保持行业领先。

更有**PURE**(Professional 专业/ **U**ppgrade 升级/ **R**eliable 可靠/ **E**conomy 经济) 系列创新产品, 为中国医患带来专业、升级、可靠、经济的医疗产品。

产品资料信息如有更新, 恕不另行通知。

提升护理安全质量 预防医疗安全隐患

使用导管固定贴可有效减少静脉炎发生率，防止导管位移，及对预防CRBSI的发生有积极作用。

——2011 美国CDC指南

- 免缝合设计避免医护人员针刺伤害，提高全面型防护的概念。
- 减少非计划性拔管，避免反复穿刺给患者带来的痛苦。
- 有效的固定可以保证导管通畅性，确保导管充足的留置时间及导管功能的良好。
- 与传统胶带固定方式相比，使用有效的导管固定贴可以有效降低导管脱出率。



优势：

- 设计小巧，安全舒适
- 操作便捷，固定效果好，维护步骤更简单
- 有效固定可保证导管良好使用，减轻患者经济负担
- 外观美观大方，减轻患者的恐惧心理
- 材质无乳胶且单独无菌包装
- 应用广泛，型号齐全

用于固定：

- 经外周置入中心静脉导管
- 中心静脉导管
- 血液透析导管
- 胸腔引流管
- 导尿管
- 硬膜外导管



固定不同形状的固定翼



固定MedCOMP PICC



固定BD PICC



固定Bard PICC



固定贝朗PICC
(带/不带固定翼均有)



固定导尿管



固定硬膜外导管



固定CVC、血透导管
(用PC22-MPC-PURE)

